


FICHE TECHNIQUE

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT

Code article	Désignation	Photo
PMD1163-2	Sparadraps détectables bleu flexibles (textile) - mix de trois taille	
PMD2265-2	Sparadraps détectables bleu- mix de trois taille	

2. PROPRIETES

Code article	Composants	Matériel	Dimensions	Blessure
PMD1163-2	Sparadraps détectables bleu – 40 pièces	Tissu (textile) Couleur : bleu Parfum : inodore + film d'aluminium sous compresse	Longueur : 72 mm Largeur : 19 mm	Le pansement en aluminium est composé d'une feuille d'aluminium de 0,025 mm d'épaisseur (environ 25x11 mm) qui est attaché avec une colle hypoallergénique sur une compresse non adhésive. La colle hypoallergénique ne contient pas de latex. Et le film ne contient pas de SVHC
	Sparadraps détectables bleu – 40 pièces		Longueur : 72 mm Largeur : 25 mm	
	Sparadraps détectables bleu – 20 pièces		Longueur : 72 mm Largeur : 50 mm	
PMD2265-2	Sparadraps détectables bleu – 40 pièces	PE (polyéthylène) Couleur : bleu Parfum : inodore + film d'aluminium sous compresse	Longueur : 72 mm Largeur : 19 mm	Le pansement en aluminium est composé d'une feuille d'aluminium de 0,025 mm d'épaisseur (environ 25x11 mm) qui est attaché avec une colle hypoallergénique sur une compresse non adhésive. La colle hypoallergénique ne contient pas de latex. Et le film ne contient pas de SVHC
	Sparadraps détectables bleu – 40 pièces		Longueur : 72 mm Largeur : 25 mm	
	Sparadraps détectables bleu – 20 pièces		Longueur : 72 mm Largeur : 50 mm	

3. AUTRES INFORMATIONS

a) Utilisé

Stocker dans des pièces scellées ; Tenir hors de portée de tout feu, lueur, chaleur ou source d'inflammation ; Température maximale de stockage max + 25°C, min -5° C ; dans des conditions d'humidité modérées, pour protéger l'emballage contre la lumière du soleil, l'eau et l'intrusion



d'humidité. Tenir hors de portée de produits oxydants. Respecter les réglementations nécessaires pour les exigences de stockage stérile.

b) Risque

Non nocif dans des conditions industrielles normales et d'hygiène personnelle. Une irritation cutanée due à la déshydratation est peu probable en raison du pansement perforé et non adhésif. Néanmoins, une irritation de la peau ne peut être exclue en cas d'utilisation répétée ou d'exposition prolongée.

4. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Classification : Dispositifs médicaux de classe

Module de traçabilité : Lot & date de péremption au dos de la boîte. Avec code barre éventuel. Règlement (CE) nr. 1935/2004 Ce produit est conforme à la réglementation afin d'être exposé aux biens de consommation humaine.

5. DETECTABILITE

Notre société vous informe que nos produits détectables ont des caractéristiques magnétiques et peuvent être détectés par les systèmes de détection de métaux standard. Cependant, en raison des paramètres des différents systèmes de détection de métaux, ELEX ne peut garantir que nos produits seront détectés par vos détecteurs de métaux. Par conséquent, nous déclinons toute responsabilité en cas de non-détection de nos produits ou de leurs composants. La détectabilité de nos produits dépend des paramètres du détecteur de métaux et du type de produits alimentaires fabriqués (composition du produit, taille, humidité, etc.).

